



Der Muskelstimulator MTR-EMS plus



MTR+ Vertriebs GmbH
Scheideggweg 7
12277 Berlin
Tel. +49 (0) 30 66 99 10 30
Fax. +49 (0) 30 66 99 10 10
e-mail: info@mtrplus.com
www.mtrplus.com

- ◀ 18 Programme
- ◀ digitales Zweikanalgerät
- ◀ Intensitäts- & Parametersperre zum Schutz des Patienten
- ◀ automatische Abschaltung bei Elektrodenausfall
- ◀ Timerfunktion
- ◀ Frequenzbereich 2–100 Hz
- ◀ Pulsweite 50–450 μ s
- ◀ Therapiekontrolle durch Zeitzählung **und** Ermittlung der durchschnittlichen Nutzungsintensität

Der Muskelstimulator MTR-EMS plus



Das MTR-EMS plus ist ein digitaler Muskelstimulator auf dem neuesten Stand der Technik. Für jeden Patienten können zusätzlich zu Festprogrammen, Programme mit individuellen Parametern eingestellt werden. Das Gerät, das mit CE 0120 gekennzeichnet ist, garantiert höchste Sicherheit für den Patienten, so daß Fehlbedienungen auszuschließen sind.

Technische Daten:

- ❖ Zwei isolierte, unabhängige Kanäle
- ❖ Impulsform: Asymmetrisch, rechteckig, biphasisch (ohne Gleichstromanteil)
- ❖ Intensität: 0 – 90 mA, Frequenz: 2 – 100 Hz (2 % Differenz), Impulsweite: 50 μ s – 450 μ s (2 % Differenz)
- ❖ Anstiegszeiten: 0,1 – 9,9 Sekunden
- ❖ Stromversorgung: 9 Volt Blockbatterie (IEC 6LR61)
- ❖ Maße (mm): 108 x 62 x 23, Gewicht: 100 g einschließlich Batterie

Zum Gerät

- ❖ Digital/Großes Display
- ❖ 15 Festprogramme
- ❖ 3 frei wählbare Programme
- ❖ Datenspeicher zur Therapiekontrolle
- ❖ Timerfunktion: 1 – 90 Minuten
- ❖ Hohe Sicherheit: Automatisches Ausschalten bei gelöster Elektrode/durch Schutzschaltung wird zufälliges Verstellen der Parameter und Intensität vermieden

Geräte-Set bestehend aus:

- ❖ 1 x MTR-EMS plus - Muskelstimulator
- ❖ 2 x Verbindungskabel für die Elektrodenpaare
- ❖ 1 x Transportbehälter
- ❖ 1 x Gebrauchsanleitung
- ❖ 2 x Batterien Alkaline 9 V



MTR+ Vertriebs GmbH
Scheideggweg 7
12277 Berlin
Tel. +49 (0) 30 66 99 10 30
Fax. +49 (0) 30 66 99 10 10
e-mail: info@mtrplus.com
www.mtrplus.com