

## der Muskelstimulator (EMS)



- 5 Programme  
davon 1 Programm, das in bis zu 5 Phasen aufgeteilt,  
selbst konfiguriert werden kann
- Digitales Zweikanalgerät
- Behandlungszeit in freiem Programm von 1 Min. – 10 Std. wählbar
- Anzeige der verbleibenden Behandlungszeit
- Therapiekontrolle durch Summierung der Behandlungszeit und  
Anzeige der durchschnittlichen Nutzungsintensität für jeden Kanal
- Hohes Sicherheitsniveau zum Schutz des Nutzers
- CE 0123

### Rehalito wurde für folgende Zielsetzungen konzipiert:

- Aufbau und Kräftigung von geschwächter und/oder  
gesunder Muskulatur
- Steigerung der Muskelausdauer
- Vermeidung oder Verzögerung von Muskelschwund  
(Atrophie) als Folge von Verletzungen
- Erhalt und Vergrößerung des Bewegungsbereiches
- Verbesserte Durchblutung der Muskeln
- Schnellere Regeneration der Muskulatur nach Belastungen

### Technische Daten:

- Zwei isolierte, unabhängige Kanäle
- Impulsform: Asymmetrisch, rechteckig, biphasisch  
(ohne Gleichstromanteil)
- Intensität: 0 – 80 mA
- Frequenz: 1 – 150 Hz
- Impulsweite: 50  $\mu$ s – 450  $\mu$ s
- Anstiegszeit: 0,1 – 9,9 Sekunden
- Stromversorgung: 9 Volt Blockbatterie

### Geräte-Set:

**(Art.-Nr. 010E-101 / PZN 01266272)**

- 1 Rehalito-Muskelstimulator
- 2 Verbindungskabel für die Elektrodenpaare
- 4 selbstklebende Elektroden (40 x 80 mm)
- 1 Batterie 9V
- 1 Bedienungsanleitung